



**DONJOY**

# Pack de Chaud/Froid Réutilisable

## Indications :

### Froid :

- **Post-opératoire (notamment orthopédique), traumatismes.**

Le froid a un effet antalgique par ralentissement de conduction nerveuse. Il évite également la formation d'œdème et diminue l'importance de l'hématome.

### Chaud :

- **Calme la douleur (torticolis, lumbago).**

## Caractéristiques :

- **Pour le froid : Conservé dans une glacière ou un congélateur, il reste souple et remplace la vessie de glace.**
- Essuyer et appliquer sur la peau préalablement protégée par un linge.
- Pour le chaud : Réchauffer dans de l'eau chaude (60°) de 5 à 10 minutes et appliquer sur la peau protégée par un linge.
- Livré avec sa housse de protection.

Désignation	Dimensions	Code Article	Code ACL
Chaud/Froid Réutilisable	21 x 14 cm	AXP1	3401072645934
Chaud/Froid Réutilisable	29 x 27 cm	AXP3	3401078921315

Fabricant : Rapid Aid Corp.

