

Fauteuil STARLEV' II

(Fauteuil VHP à pousser à inclinaison électrique)



Le STARLEV' II permet à l'utilisateur de conserver son autonomie grâce à sa télécommande 2 boutons. Usage intérieur exclusif. **Ce fauteuil permet une aide au transfert debout par élévation de l'assise.** Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression. Le STARLEV' II est un **produit exclusif** sur le marché, D.M. agréé par le CERAH.

Options :

Appareil de soutien partiel de la tête



Coussin visco Classe II



Caractéristiques :

- **Autonomie électrique du patient** – inclinaison 100% électrique : Assise / Dossier / Repose-jambes synchronisés.
- **Aide au transfert debout par élévation de l'assise**
- **Hygiène optimale** : modules de couette **remplaçables, amovibles et lavables** en machine à 30°.
- **Remplacement aisé** des modules de couettes en cas d'usure.
- **Composition de la couette** : garnie de fibre creuse siliconée pour un allègement des pressions.
- **Sécurité** : revêtement PVC/PU non feu M2.
- **Coloris** : 3 types de revêtements
PVC/PU : Cacao, Ebène et Framboise – **Velours déperlant** : Choco Edition et Black Edition -
Tissu Chiné : Gris Chiné ou Marron Chiné.
- **5 Largeurs d'assise** : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm et **65 cm.**
- **Hauteur sol/siège** : 45 cm
- **Largeur hors tout du fauteuil** : largeur d'assise + 25 cm
- **4 Options disponibles** :
Tablette latérale - Cale tronc ajustable (droit/gauche) – Appareil de soutien partiel de la tête – Coussin Classe II – **Kit Batterie**
- **Poids maximum utilisateur** : 130 kilos
- Livré monté franco à l'unité

- **Fabrication française**
- Poids du fauteuil : environ 40 kg
- **Garanties :**
 - Fauteuil : 2 ans
 - Vérin : 5 ans

Télécommande :

Les deux premiers boutons permettent de bénéficier de la fonction AUTONOMIE électrique (avant/arrière), permettant de gérer soi-même son inclinaison.

Bouton BLANC : Avant

Bouton VERT : Arrière



Aide à l'entretien :

La couette de votre fauteuil est amovible et peut être lavée en machine à 30°. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers.

Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, vous devez l'entretenir régulièrement de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et nettoyer-le. Remplacer le revêtement si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Largeur hors tout	Hauteur assise	Hauteur hors-tous	Poids du fauteuil	Poids maxi utilisateur
380 mm 440 mm 500 mm 560 mm 650 mm	480 mm	Largeur d'assise + 250 mm	450 mm	1320 mm	35 kg	130 kg
Normes non feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible						
Normes non feu revêtement Velours et Tissus : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible						
Tolérances dimensionnelles et pondérales ± 15mm / 1.5 kg						